

nº..... **OBSERVACIÓN DE CÉLULAS VEGETALES AL MICROSCOPIO**

1) Material

- Recipiente, vaso de agua o similar.
- Cuentagotas
- Portaobjetos y cubreobjetos.
- Cuchilla o escalpelo
- Microtomo de mano.
- Microscopio
- Patata.



Fig. 1 Microtomo de mano

2) Técnica: Se corta una, con el microtomo de mano, y una navaja de afeitar, una fina lámina, debe ser casi transparente, de la patata y se coloca con una gota de agua entre un porta y un cubre (ver figura).



OBSERVACIÓN: Observar con el aumento adecuado. Hacer un esquema y un comentario de lo observado.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....


.....

.....

.....

.....

.....



.....
Aumentos:.....

CONCLUSIÓN:

.....

.....

.....

.....